

AGENTE PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PELE TATUADA - Cleaning agent, hydration and recovery tattooed skin

TropicalDerm® Spray Tattoo Sealing® é um selante em forma de spray que garante maior permanência da pigmentação da tinta na pele e reduz o inchaço, auxiliando no fechamento dos poros e consequentemente no controle do sangramento da tatuagem no final do processo.

3 em 1: É um reforço indispensável para manter a pele limpa e evitar o ressecamento com o tempo, mantendo a cor e o desenho desejado. Ideal durante a fase de recuperação da pele, pois possui em sua formulação dexapanthenol que auxilia na hidratação e regeneração da pele com secagem rápida. Precauções: Use externo. Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos, em caso de contato acidental, enxaguar abundantemente com água. Não use este produto se for sensível aos componentes da fórmula. Em caso de sensibilização suspensa imediatamente o uso e procure orientação médica. Proteja o produto da luz solar e calor intenso. Composição: Água, Alcoolol, Alumínio Sulfate, Glycerin, Sodium Pca, Panthenol, Phenoxylethanol, Aspartic Acid, Sodium Lactate, Urea, Arginine, Glutamic Acid, Methylparaben, Fructose, Lactose, Proline, Serine, Dmdm Hydantoin Threonine, Alanine, Gelatine, Glycine, Creatine, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparabeno. Fabricado por: VV Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Av. Winston Churchill, 985 Londrina PR CNPJ 01.192.916/0001-53. Aut. Func 2.02528-5 n° processo: 25351.806987/2018-57 Farm. Respons. : Ana Carolina Augusto CRF 018555

COMO APLICAR O SPRAY

How to apply the spray



LIMPE A TATTOO

Clean the tattoo

- 1) Limpe a tatuagem como de costume, deixando a superfície da pele seca. Obs: Use o Spray Tattoo Sealing® 10 minutos depois de terminar a tatuagem.
- 1) Clean the tattoo as usual, leaving the surface of the skin dry. Note: Use the Tattoo Sealing® Spray 10 minutes after finishing the tattoo.



PULVERIZAR

Spray

- 2) Pulverize o Spray Tattoo Sealing® no local, espalhe e deixe agir durante 3/5 minutos. Caso a saída de líquidos persista, pulverize novamente e espere secar.
- 2) Spray the Tattoo Sealing® on the spot, spread and let it act for 3/5 minutes. If the liquid persists to flow, spray again and wait to dry.



+95% PIGMENTAÇÃO
+95% Ink

- 3) Em seguida aplique o TropicalDerm® Filme Fix PRO® ou Filme Fix®. O uso de ambos os produtos pode garantir até 95% de pigmentação na pele.
- 3) Then apply TropicalDerm® Film Fix PRO® or Film Fix®. The use of both products can guarantee up to 95% pigmentation on the skin.



TROPICALDERM.COM.BR

MADE IN BRAZIL
REF TDS30



100%
RECYCLE

